



## VINNO U5-15L

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI\_U5-15L

### Produktbeschreibung

256 Elemente Mammasonde 52mm breit

### Technische Daten

Typ	Linearsonde	Minimale Frequenz (Mhz)	6 Mhz
Maximale Frequenz (Mhz)	12 Mhz	Sondenradius (mm)	k.A.
Sondenbreite (mm)	52 mm		

### kompatible Produkte

- ▶ **VINNO G65 (Art.Nr. VI\_G65-GO-23.5)**  
High-End Farbdoppler basierend auf der LUCID-Plattform.
- ▶ **VINNO G80 (Art.Nr. VI\_G80)**  
außer Handel