



VINNO CART-S INT für VINNO5/6/8

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: 161200340

Produktbeschreibung

Dieser Wagen für die tragbaren VINNO-Serie VINNO5, VINNO6 und VINNO8.

Abmessung des Wagens

Höhe: 850mm-1050mm

Breite: 650mm

Tiefe: 750mm

Nettogewicht

30kg

Konfiguration

- Basiswagen
- 6 Sondenhalterungen
- Steckplatz für USB-S/W-Grafikdrucker
- Auf/Ab-Mechanismus

Module Option

- Drei Sondenport
- S-Video-Anschluss, DVI-Anschluss, VGA-Anschluss

- USB-Anschluss
- Integrierte externe Tastaturplatte und Tastatur

kompatible Produkte

- ▶ **VINNO VINNO10 (Art.Nr. V10613)**
Portables High-End- Ultraschallsystem mit LUCID-Plattform und KI-Unterstützung
- ▶ **VINNO VINNO5 (Art.Nr. VI_Vinno5)**
Das leichteste Ultraschallsystem seiner Klasse
- ▶ **VINNO VINNO6 (Art.Nr. VI_VINNO6)**
Portables Ultraschallsystem der Spitzenklasse
- ▶ **VINNO VINNO8 (Art.Nr. VI_V10020)**
High-End portables Farbdoppler-System
- ▶ **VINNO Nachrüstsatz 3-Port für VINNO CART-S INT (Art.Nr. VI_V30152)**
3-fach Sondeport für VINNO CART-S INT