



## VINNO CART-F

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: 161200341

### Produktbeschreibung

Dieser Wagen ist ein optionales Zubehör für die tragbaren Produkte der VINNO-Serie wie VINNO5, VINNO6 und VINNO8.

#### Abmessung des Wagens?

Höhe: 850mm-1050mm?

Breite: 650mm?

Tiefe: 750mm

#### Nettogewicht?

35kg

#### Konfiguration?

- Basiswagen?
- 6 Sondenhalterungen?
- Batteriepack (>4 Stunden Betriebszeit)?
- Drei Sondenanschlüsse?
- USB-Anschluss für S/W-Grafikdrucker?
- Auf/Ab-Mechanismus

### Module Option?

- S-Video-Anschluss, DVI-Anschluss, VGA-Anschluss ?
- USB-Hub ?
- Integrierte externe Tastatur-Platte und Tastatur

## kompatible Produkte

- ▶ **VINNO VINNO10 (Art.Nr. V10613)**  
Portables High-End- Ultraschallsystem mit LUCID-Plattform und KI-Unterstützung
- ▶ **VINNO VINNO5 (Art.Nr. VI\_Vinno5)**  
Das leichteste Ultraschallsystem seiner Klasse
- ▶ **VINNO VINNO6 (Art.Nr. VI\_VINNO6)**  
Portables Ultraschallsystem der Spitzenklasse
- ▶ **VINNO VINNO8 (Art.Nr. VI\_V10020)**  
High-End portables Farbdoppler-System