



custo med custo-med custo guard holter wing & belt 3

Hersteller: custo med
Art.Nr.: 161000846

Produktbeschreibung

custo guard holter ist der neue Langzeit-EKG-Rekorder, der die Vorteile aus langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Weiterentwicklung vereint. Er zeichnet sich durch hohen Patientenkomfort aus, ist kompakt und leicht und kommt ohne störende Kabel oder Gurte aus. Mit drei Kanälen, einer Bewegungs- und Schrittmachererkennung sowie einer nahezu unbegrenzten Aufzeichnungsdauer von mehreren Monaten ist der custo guard holter die perfekte Lösung für ein ausgezeichnetes Langzeit-EKG.

- 3-kanalig mit zwei unabhängigen Ableitungen
- Komplett kabellos und perfekt für eine hygienische Anwendung
- Schnelle und stabile Gerätekommunikation und Datenübertragung
- Optimale Aufzeichnungsqualität mit der neuen innovativen Elektrode custo wing
- Kurze Akku-Ladezeiten
- Schrittmachererkennung
- Lage- und Bewegungserkennung für Kontextinformationen
- Anlagekontrolle durch Monitoring am PC
- Bluetooth Low Energy für mobile Anwendungen
- LED-Status-Anzeige für Ladezustand und HF-Erkennung
- Schutzklasse IP65: Optimal zur Desinfektion
- Sehr lange Aufzeichnungsdauer (mehrere Monate)
- Laufzeit bis zu 120 Stunden mit nur einem Akku
- Sehr klein und leicht mit nur 30 g
- Docking-Station custo base mit einem oder sechs Plätzen für die Gerätekommunikation und als Ladestation

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|------|------------------------|------|
| Anlagekontrolle | ● | Anzahl Kanäle | 3 |
| Aufzeichnungsdauer (Stunden) | k.A. | Gewicht | 30 g |
| Maße (LxBxH) | k.A. | Schrittmachererkennung | ● |