



VINNO CART-S INT für VINNO10

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: 161200463

Produktbeschreibung

Dieser Wagen ist ein optionales Zubehör für die tragbaren Produkte der VINNO-Serie wie VINNO5, VINNO6 und VINNO8.

Abmessung des Wagens

Höhe: 850mm-1050mm

Breite: 650mm

Tiefe: 750mm

Nettogewicht

30kg

Konfiguration

- Basiswagen
- 6 Sondenhalterungen
- Steckplatz für USB-S/W-Grafikdrucker
- Auf/Ab-Mechanismus

Module Option

- Drei Sondenport

- S-Video-Anschluss, DVI-Anschluss, VGA-Anschluss
- USB-Anschluss
- Integrierte externe Tastaturplatte und Tastatur