



## VINNO Trolley Basic

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI\_V30154

### Produktbeschreibung

außer Handel

Der Trolley von VINNO für die portablen Lösungen VINNO5 und VINNO6 ist höhenverstellbar und hat 4 Lenkrollen mit Feststellern. Der Gerätewagen verfügt bereits in der Grundausstattung über 3 Sondenhalter. VINNO-Trolley ist mit einer Vielzahl von Optionen nachrüstbar.

### verfügbare Optionen

- ▶ **VINNO Batterie Pack (>4 Std. Laufzeit) zu VINNO Trolley (Art.Nr. VI\_V30155)**  
muss werkseitig montiert werden.
- ▶ **VINNO Integrierte Tastaturplattform mit Tastatur (Art.Nr. VI\_V30159)**  
Eingebaute Tastatur - muss werkseitig montiert werden
- ▶ **VINNO S-Video Port, DVI Port, VGA Port (Art.Nr. VI\_V30157)**  
Digitale Schnittstellen - müssen werkseitig montiert werden
- ▶ **VINNO USB-Anschlüsse (Art.Nr. VI\_V30158)**  
USB-Ports - müssen werkseitig montiert werden
- ▶ **VINNO Videoprinter-Slot und Ablagefach (Art.Nr. VI\_V30160)**  
Videoprinter-Slot und Ablage - muss werkseitig montiert werden