

Mindray Z60 Pro

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI_Z60

Produktbeschreibung

15-inch LCD Monitor Two Transducer Connectors Pulse Wave Doppler (includes High Pulsed Repetition Frequency) Color/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging 320GB Hard Disk & iStation™ Patient Information Management iBeam™ (Spatial Compounding Imaging) iClear™ (Speckle Suppression Imaging) iTouch™ (Auto Image Optimization) PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) Trapezoid Imaging/ExFOV 8-segment TGC Shared Service (includes Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, Small Parts, Vascular, Cardiology, Nerve and Emergency Medicine packages?)

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|---|
| 3D Darstellung | ○ | Akkubetrieb | ○ |
| Anzahl aktiver Sondenports | 2 | Anzahl USB Ports | 2 |
| Auto Nackenfaltenmessung | — | Automatische Kurvenvermessung | — |
| Automatische Livedarstellung | — | Autooptimierung | ● |
| Bluetooth | — | Color Flow Modus | ● |
| Compound Modus | ● | CW Doppler | ○ |
| DIOCM mit Worklist | ○ | Duplexmodus | ● |
| DVD-Laufwerk | — | Echtzeit 4D Darstellung | — |
| Elastographie | — | Erweiterter Rauschfilter | ● |
| Farbgerät | ● | Festplatte | ● |
| FullScreen Bilddarstellung | ● | Gewebespezifischer Filter | ● |
| Harmonic Imaging | ● | Kalk. Geburtshilfe OB | ● |
| Kalk. Gyn | ● | Kalk. Renal | ● |
| Kalk. Uro | ● | Kalkulationsprogramm Cardio | ● |
| Kalkulationsprogramm Vaskular | ● | Konsolengerät | — |
| Monitorgröße | 15" | Netzwerkspeicherung | ● |
| Panoramaview | ○ | Parameter nach Freeze verstellbar | — |
| Patientendatenbank | ● | PDI | ● |
| PW Doppler | ● | Rauschfilter | ● |
| Touchscreen | — | Tragbar | ● |
| Trapezoidmodus | ● | Triplex Modus | — |
| TVI | — | Videoprinterslot | — |
| Videoschnittstellen | BNS, DVI | Wlan | ○ |
| Zoomfunktion | ● | | |

kompatible Produkte

- ▶ **Mindray 2P2P Phased Array Sonde (Art.Nr. MI_2P2P)**
2P2P Phased Array Sonde
- ▶ **Mindray 3C5P Convexsonde (Art.Nr. MI_3C5P)**
Mindray 3C5P Convexsonde 2.0-5.0 MHz für Z6
- ▶ **Mindray 6C2P Microconvexsonde (Art.Nr. MI_6C2P)**
Mindray 6C2P MicroconvexSonde 5.0-8.5 MHz für Z6
- ▶ **Mindray 6CV1P Endocavitär Sonde (Art.Nr. MI_6CV1P)**
Endocavitär(Vaginal) Sonde 5.0/6.5/8.0 MHz für Z6
- ▶ **Mindray 7L4P Linearsonde (Art.Nr. MI_7L4P)**
Mindray 7L4P Linearsonde für Z6 Frequenzbereich: 2,0/3,5/4,5/5,0/10,0/H5,0/H6,0
- ▶ **Mindray 7L5P Linearsonde (Art.Nr. MI_7L5P)**
7L5P Linearsonde für Z6
- ▶ **Mindray CB10-4P biplane rektale Sonde (Art.Nr. MI_CB10-4P)**
biplane rektale Sonde für Z6 / DC-N3 Pro
- ▶ **Mindray Endocavity convex array transducer, V10-4BP (Art.Nr. MI_120-001643-00)**
Endocavity convex array transducer, V10-4BP
- ▶ **Mindray Intraoperativel T-type linear array transducer, 7LT4P (Art.Nr. MI_120-001629-00)**
Intraoperativel T-type linear array transducer, 7LT4P
- ▶ **Mindray Intrarectal linear array transducer, 6LE7P (Art.Nr. MI_120-001671-00)**
Intrarectal linear array transducer, 6LE7P
- ▶ **Mindray L14-6P (Art.Nr. MI_L14-6P)**
L14-6P Linearsonde für Z6
- ▶ **Mindray Auto IMT Package (Automatic measurement for Intima-Media Thickness) Z6 (Art.Nr. MI_110-002054-00)**
Auto IMT Package (Automatic measurement for Intima-Media Thickness) Z6
- ▶ **Mindray CW-Doppler (Art.Nr. MI_110-002060-00)**
CW-Doppler Option für Mindray Z6
- ▶ **Mindray DICOM Basic (Art.Nr. MI_110-002064-00)**
DICOM Basic Lizenz
- ▶ **Mindray Dicom Cardiac S/R (Art.Nr. MI_110-002145-00)**
Dicom Cardiac S/R
- ▶ **Mindray Dicom Query/Retrieve (Art.Nr. MI_110-002142-00)**
Dicom Query Retrieve
- ▶ **Mindray Dicom Vascular S/R (Art.Nr. MI_110-002144-00)**
Dicom Vascular S/R
- ▶ **Mindray DICOM Worklist Z6 (Art.Nr. MI_110-002065-00)**
DICOM Worklist Z6
- ▶ **Mindray Free Xros M (Anatomischer M-Node) (Art.Nr. MI_110-002055-00)**
- ▶ **Mindray iScape View (Echtzeit Panorama Bild) (Art.Nr. MI_110-002056-00)**
Echtzeit Panoramadarstellung
- ▶ **Mindray Smart 3D (Freehand 3D) Z6 (Art.Nr. MI_110-002842-00)**
Smart 3D (Freehand 3D) Z6

- ▶ **Mindray Rucksacktasche für DP-50 / Z6 (Art.Nr. MI_048-001497-00)**
Rucksacktasche für DP-50 / Z6