



Mindray BeneHeart R3

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI_BHR3

Produktbeschreibung

3-Kanal Schreiber im kompakten Format

Der BeneHeart R3 von Mindray sorgt für ein Novum im Bereich moderner EKG-Geräte. Sein Herzstück ist der University of Glasgow-Algorithmus, dem es als Erstem seiner Art gelingt, Alter, Geschlecht, Ethnie, Medikation und Patientenkategorie in die Interpretation eines EKGs einzubeziehen.

Das erhöht die Genauigkeit der Diagnose und ist besonders wichtig, um einen akuten Myokardinfarkt feststellen zu können. Der BeneHeart R3 weist direkt auf kritische Ereignisse wie einen akuten Myokardinfarkt, akute Myokardischämie, Kammerflimmern, ventrikuläre Tachykardie, schwere Bradykardie und maligne Arrhythmien hin. Dies erleichtert die Diagnose und beschleunigt den Behandlungsbeginn.

Gute Lesbarkeit

Ein 5-Zoll-Farbmonitor mit hoher Auflösung (800 x 480) und klarer Echtzeit-Kurvenanzeige sorgt für eine vorbildliche Visualisierung.

Leichter Transport

Mit einem Gewicht von nur 1,2 kg (einschließlich Akku) ist der BeneHeart R3 sehr leicht und äußerst einfach zu transportieren.

Praktische Papierführung

Das Aufzeichnungspapier lässt sich sehr einfach über das Bedienfeld führen, sodass der Arzt es leicht unterzeichnen und Anmerkungen darauf machen kann.

Schneller Papierwechsel

Der Wechsel zwischen kompatibelem Rollenpapier und Z-Falzpapier ist jederzeit möglich. Der Anfang des Z-Falzpapers kann einfach verstaut werden, ohne das Gerät zu öffnen.

Lieferumfang

- 3-Kanal-EKG Schreiber BeneHeart R3 mit Vermessung und Interpretation
- Netzkabel
- Gebrauchsanweisung

ACHTUNG ZUBEHÖR GLEICH MITBESTELLEN!

Technische Daten

| | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Abmessung (BxHxT) 194 mm | 260mm x 56mm x | Abtastfrequenz Akkubetrieb | k.A. ● |
| Anzahl Kanäle | 3 Kanäle | Ausdruckformat | 80mm |
| Bauform | EKG-Schreiber | DICOM | — |
| Display | EKG Kurven | Display Größe | 12,7 cm (5 Zoll) |
| EKG-Typ | Ruhe-EKG | Ergometriesteuerung | — |
| GDT-Schnittstelle | — | Gewicht | 1,2 kg |
| interner Speicher | 800 EKG | Interpretation | ● |
| netzwerkfähig | ● | PDF-Export | ● |
| Schrittmacher-Erkennung | — | Touch Display | — |
| Vermessung | ● | Wifi | — |

kompatible Produkte

- ▶ **Mindray Zubehör-Set für BeneHeart R3 (Art.Nr. MI_115-017751-00)**
10-adriges EKG-Kabel mit Bananenstecker, Erwachsene, IEC und Saugelektroden
- ▶ **Mindray Fahrstativ für BeneHeart R3 komplett mit Kabelarm (Art.Nr. MI_045-001385-00)**
Fahrstativ für BeneHeart R3 komplett mit Kabelarm
- ▶ **Mindray Papier (Rolle) für Mindray Beneheart R3 (Art.Nr. MI_M0021069954)**
Papier (Rolle) für Mindray Beneheart R3
- ▶ **Mindray Thermopapier für Mindray Beneheart R3 (Art.Nr. MI_09500270800)**
Thermopapier für Mindray Beneheart R3