



## VINNO F2-5CE

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI\_F2-5CE

### Produktbeschreibung

Convexsonde für die portabele VINNO5/6/7/8/10

### Technische Daten

Typ	Konvexsonde	Minimale Frequenz (Mhz)	2 Mhz
Maximale Frequenz (Mhz)	5 Mhz	Sondenradius (mm)	60 mm
Sondenbreite (mm)	k.A.		

### kompatible Produkte

- ▶ **VINNO E10 (Art.Nr. VI\_E10)**  
außer Handel
- ▶ **VINNO VINNO5 (Art.Nr. VI\_Vinno5)**  
Das leichteste Ultraschallsystem seiner Klasse
- ▶ **VINNO VINNO6 (Art.Nr. VI\_VINNO6)**  
Portables Ultraschallsystem der Spitzenklasse
- ▶ **VINNO VINNO8 (Art.Nr. VI\_V10020)**  
High-End portables Farbdoppler-System
- ▶ **VINNO X2 (Art.Nr. VI\_X2)**  
außer Handel
- ▶ **VINNO Nadelführung / Biopsiehilfe für F2-5C / CE (Art.Nr. VI\_V30141)**  
für 16G und 18G Nadeln verwendbar