



Biocare iE-15

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_iE-15

Produktbeschreibung

Digitales EKG mit 15 Elektroden iE-15 15 Ableitungen, Simultanerfassung mit 12 Standardableitungen kompatibel - Unterstützung von VCG -Schrittmachererkennung -Klappbarer 12,1" -Touch-TFT-Bildschirm -alphanumerische Tastatur -Frequenzgang bis 250 Hz ideal für die Pädiatrie -CSE Datenbank bewiesene BIOCARE CARDIOPRO Analyse -Bericht mit Miniesota-Code -Die Analyse erfolgt automatisch anhand des Patientenalters -Direkte Ausgabe von JPG, PDF, XML, DICOM EKG-Datenformaten -VGA-Ausgang für externe Bildschirmunterstützung -1500 Stück interner Speicher, externe 8G SD-Karte / USB-Flash Speicherunterstützung - 300 Sekunden Rückblick -Mehrsprachige Menüanzeige und Eingabe -PC über LAN oder optionales WLAN mit PC Viewer Software anschließbar -Option Barcode-Scanner-Eingang -Papierformat: Fächer-Falz mit 210 mm Breite Haupteinheit; -Brust-Elektrode x 6St. -Extremitäten-Elektrode (gesamt 4 Stück) -Rücken-Elektrode (3er Set) -Kabel für Patienten x 1 Stück Wichtige Optionen: EKG-Viewer PC-Software EKG-Wagen Barcode-Scanner -integriertes W-LAN

Technische Daten

Abmessung (BxHxT) x82mm	315 mm x 310mm	Abtastfrequenz	k.A.
Anzahl Kanäle	15 Kanäle	Akkubetrieb	●
Bauform	EKG-Schreiber	Ausdruckformat	210mm
Display	EKG Kurven	DICOM	●
EKG-Typ	Ruhe-EKG	Display Größe	30,73 cm (12,1 Zoll)
GDT-Schnittstelle	●	Ergometriesteuerung	—
interner Speicher	ca 1500 EKG	Gewicht	5,5 kg
netzwerkfähig	●	Interpretation	●
Schrittmacher-Erkennung	●	PDF-Export	●
Vermessung	●	Touch Display	●
		Wifi	○