



Biocare iE-12A

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_iE-12A

Produktbeschreibung

- 8,9 "TFT TOUCH LCD, handschriftliche Unterstützung - Wasserdichte alphanumerische Tastatur mit langlebigen Silikontasten - Spaltendes Design-EKG-Kabel für einfachen und wirtschaftlichen Service - Unterstützung Eingebautes Wifi, Schrittmachererkennung - Direkter PDF-, JPG-, XML- und Dicom-EKG-Datenformat-Ausgang - Breiterer Frequenzgang bis 250Hz, ideal für Kinder - CSE-Datenbank nachgewiesen BIOCARE CARDIOPRO Analyse, Bericht mit Miniesota-Code - Die Analyse basiert automatisch auf dem Alter des Patienten - Interner Speicher / SD-Karte / USB-Flash-Speicher - Anzeige und Eingabe mehrerer Sprachen - 300s Einfrieren Überprüfung - Optionales EKG-Managementsystem - Barcodescanner-Eingabemöglichkeit - Papierformat: 210mm Breite Lüfter-Falz

Technische Daten

Abmessung (BxHxT)	k.A.	Abtastfrequenz	k.A.
Akkubetrieb	●	Anzahl Kanäle	12 Kanäle
Ausdruckformat	210mm	Bauform	EKG-Schreiber
DICOM	●	Display	EKG Kurven
Display Größe	22,6 cm (8,9 Zoll)	EKG-Typ	Ruhe-EKG
Ergometriesteuerung	—	GDT-Schnittstelle	—
Gewicht	k.A.	interner Speicher	k.A.
Interpretation	●	netzwerkfähig	●
PDF-Export	●	Schrittmacher-Erkennung	●
Touch Display	●	Vermessung	●
Wifi	—		