



Biocare ECG-2000

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_ECG-2000

Produktbeschreibung

PC ECG -Gleichzeitige Akquisition von 12,15 Leads über das neue Generation High Leistungssystem

-Erweiterter Frequenzgang bis zu 250 Hz, ideal für die Pädiatrie Applikation -Aufspaltbare Leitung für einfache und wirtschaftliche Wartung durch Splitting-Ausführung -CSE Datenbank bewiesene BIOCARE CARDIOPRO Analyse, Bericht mit Miniesota-Code -Die Analyse erfolgt automatisch anhand des Patientenalters -Ausgabe im PDF, BMP/ JPG, WORD, XML, DICOM-Format -Leistungsstarke Datenspeicherung und -verwaltung -Schrittmachererkennung und -analyse -Optionale erweiterte Analysefunktionen: VCG, VLP, HRV, FECG, HRT d QTD -Kompatibel mit Win 2K / XP / 7 / 8 / 8 / 8.1 / Vista in 32 / 64 Bit -PC-EKG-Software-Kit x 1 Satz -EKG-Kabel/Datenbox-Kit x 1 Set -Brustelektrode x 6St. -Extremitäten-Elektroden (Gesamt 4 Stück) -Optionen -15 Leitungen -Netzwerkversion (Unterstützung - Verbindung mit BIOCARE EKG-Maschine)

Technische Daten

Abmessung (BxHxT)	k.A.	Abtastfrequenz	1000 Hz
Akkubetrieb	k.A.	Anzahl Kanäle	12 Kanäle
Ausdruckformat	k.A.	Bauform	PC-EKG
DICOM	●	Display	EKG Kurven
Display Größe	k.A.	EKG-Typ	Ruhe-EKG
Ergometriesteuerung	—	GDT-Schnittstelle	●
Gewicht	k.A.	interner Speicher	k.A.
Interpretation	●	netzwerkfähig	●
PDF-Export	●	Schrittmacher-Erkennung	k.A.
Touch Display	k.A.	Vermessung	●
Wifi	k.A.		