



## Biocare IE-6

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC\_iE-6

### Produktbeschreibung

8" TFT TOUCH LCD -Alphanumerische Tastatur mit Tastenkombinationen -EKG-Kabel in geteilter Ausführung für einfache und wirtschaftliche Wartung - Support Integriertes Wifi, Erkennung von Herzschrittmachern -Direkte Ausgabe von EKG-Daten im Format PDF, JPG, XML und Dicom -Breiter Frequenzgang bis zu 250 Hz, ideal für die Pädiatrie -Die Analyse erfolgt automatisch anhand des Patientenalters -CSE Datenbank bewiesene BIOCARE CARDIO-PRO Analyse, Bericht mit Miniesota-Code -Interner 1500pc EKG-Speicher / SD-Karte / USB-Flash-Speicher -Mehrsprachige Menüanzeige und -eingabe -300 Sekunden Rückblick -PC über LAN oder optionales WLAN mit PC Viewer Software anschließbar -Option Barcode-Scanner-Eingang Papierformat: 112mm Breite Fächer-Falz Haupteinheit; -Brustelektrode x 6St. -Extremitätenelektroden (Gesamt 4 Stück) -Patientenkabel x 1 Stück -Wichtige Optionen: -EKG-Viewer PC-Software -EKG-Wagen -Barcode-Scanner -Eingebautes Wifi

### Technische Daten

|                              |               |                     |                   |
|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Abmessung (BxHxT)<br>x 106mm | 257mm x 291mm | Abtastfrequenz      | k.A.              |
| Anzahl Kanäle                | 6 Kanäle      | Akkubetrieb         | ●                 |
| Bauform                      | EKG-Schreiber | Ausdruckformat      | 112 mm            |
| Display                      | EKG Kurven    | DICOM               | ●                 |
| EKG-Typ                      | Ruhe-EKG      | Display Größe       | 20,32 cm (8 Zoll) |
| GDT-Schnittstelle            | —             | Ergometriesteuerung | —                 |
| interner Speicher            | k.A.          | Gewicht             | 2,3 kg            |
| netzwerkfähig                | ●             | Interpretation      | ●                 |
| Schrittmacher-Erkennung      | ●             | PDF-Export          | ●                 |
| Vermessung                   | ●             | Touch Display       | ●                 |
|                              |               | Wifi                | —                 |