



Biocare iE10

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_iE10

Produktbeschreibung

PAD EKG 7" TFT TOUCH LCD (LCD-Display mit Smart Phone Display), unterstützt Smart Zoom ein/aus berühren, Blue tooth, wifi, 3G / 4G Unterstützung Android-System

Technische Daten

Abmessung (BxHxT) mx25mm	117mmx194m-	Abtastfrequenz	k.A.
Anzahl Kanäle	12 Kanäle	Akkubetrieb	●
Bauform	PAD-EKG	Ausdruckformat	k.A.
Display	EKG Kurven	DICOM	●
EKG-Typ	Ruhe-EKG	Display Größe	17,78 cm (7 Zoll)
GDT-Schnittstelle	○	Ergometriesteuerung	—
interner Speicher	bis zu 3000 EKG	Gewicht	0,5 kg
netzwerkfähig	●	Interpretation	●
Schrittmacher-Erkennung	●	PDF-Export	●
Vermessung	●	Touch Display	●
		Wifi	●