



Biocare iE 3

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_iE-3

Produktbeschreibung

Digitales 3-Kanal EKG Großes 7" TFT LCD, alphanumerische Tastatur mit Direktwahltasten -Support Integriertes Wifi, Erkennung von Herzschrittmachern - Support Integriertes Wifi, Erkennung von Herzschrittmachern - Direkte Ausgabe von JPG-, XML- und Dicom EKG-Datenformaten - Frequenzgang bis 250Hz ideal für die Pädiatrie -Die Analyse erfolgt automatisch anhand des Patientenalters -CSE Datenbank bewiesene BIOCARE CARDIOPRO Analyse, Bericht mit Miniesota-Code - Interner 1500pc EKG-Speicher / SD-Karte / USB-Flash-Speicher -Mehrsprachige Menüanzeige und -eingabe -300 Sekunden Rückblick -PC über LAN oder optionales WLAN mit PC Viewer Software anschließbar -Eingabemöglichkeit für Barcode-Scanner -Papierformat: 80 mm Breite Endlos-Falz / Rolle -Haupteinheit; -Brustelektrode x 6St. -Extremitäten-Elektroden (Gesamt 4 Stück) Patientenkabel x 1 Stück Wichtige Optionen: EKG-Viewer PC-Software EKG-Wagen Barcode-Scanner Eingebautes Wifi

Technische Daten

Abmessung (BxHxT)	k.A.	Abtastfrequenz	k.A.
Akkubetrieb	●	Anzahl Kanäle	3 Kanäle
Ausdruckformat	80mm	Bauform	EKG-Schreiber
DICOM	—	Display	EKG Kurven
Display Größe	17,78 cm (7 Zoll)	EKG-Typ	Ruhe-EKG
Ergometriesteuerung	—	GDT-Schnittstelle	—
Gewicht	k.A.	interner Speicher	ca 1500 EKG
Interpretation	●	netzwerkfähig	●
PDF-Export	●	Schrittmacher-Erkennung	k.A.
Touch Display	—	Vermessung	●
Wifi	—		