



Biocare iE 300

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_iE-300

Produktbeschreibung

Digitales 3-Kanal EKG -Kompaktes 1,3kg, elegantes Design mit 5" TFT LCD -Eingebauter wiederaufladbarer Li-on Akku -Neue Plattform, benutzerfreundliche Oberfläche, fortgeschrittene Interpretation Funktion; -USB-Upgrade / Speicher, LAN-Anschluss für PC-Kommunikation -80mm Papierrolle -Haupteinheit; -Brustelektrode x 6St. Extremitäten-Elektroden (Gesamt 4 Stück) Patientenkabel x 1 Stück Wichtige Optionen: EKG-Viewer PC-Software

Technische Daten

Abmessung (BxHxT) x 59 mm	281mm x 191mm	Abtastfrequenz	k.A.
Anzahl Kanäle	3 Kanäle	Akkubetrieb	●
Bauform	EKG-Schreiber	Ausdruckformat	80mm
Display	EKG Kurven	DICOM	—
EKG-Typ	Ruhe-EKG	Display Größe	12,7 cm (5 Zoll)
GDT-Schnittstelle	—	Ergometriesteuerung	—
interner Speicher	k.A.	Gewicht	1,3 kg
netzwerkfähig	●	Interpretation	●
Schrittmacher-Erkennung	—	PDF-Export	●
Vermessung	●	Touch Display	—
		Wifi	—