



Biocare iM15

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_iM15

Produktbeschreibung

Multiparameter Patientenmonitor -15" TFT LCD Monitor mit optionaler TOUCH Bildschirmunterstützung 10 Zeilen -Wellen (bis zu 13 Wellen insgesamt) werden angezeigt -Benutzerfreundliche und konfigurierbare Benutzeroberfläche -Sprachgesteuertes Alarmsystem -23 Arrhythmiearten und S-T-Segmentanalyse, Herzschrittmachereerkennung, Defibrillatorsynchronisation und Schutz, Anti-LEEP -Bis zu 480H grafische und tabellarische Trendspeicherung, 700 Stück NIBP -Rekord, 2H EKG-Wellenform-Rückblick -Einfache Online-Aktualisierung über USB für alle Parameter -Dual wiederaufladbare Akkus für 10 Stunden Dauerbetrieb -Flexible Wandmontage / Trolley-Lösung -Schwesternruf, andere Bettenansicht und bidirektionale Kommunikation mit zentralem Überwachungssystem -Mehrsprachige Menü-Oberflächenumschaltung Haupteinheit; - ECG/ BZW. / SPO2 / TEMP / TEMPERATUR / - NIBP / HR Wichtige Optionen: 12-Kanal EKG-EKG Masimo SPO2 CO2 (Ressourcenschonende CO2-Abgabe / Phase-in,chinesische Marke) CO / IBP (Uta, Abbott,Edward) AG (Anästhesiegas, Phasein) Eingebauter Drucker / eingebautes Wifi Wandhalterung / Trolley Zentrales Überwachungssystem

Technische Daten

Displaygröße (in cm / Zoll)	k.A.	EKG	k.A.
etCO2	k.A.	Fernüberwachung	k.A.
IBP	k.A.	NIBP	k.A.
Respiration	k.A.	Schwesternruf	k.A.
SpO2	k.A.	Temperatur	k.A.
Touchscreen	k.A.		