



## Biocare iM-12

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC\_iM-12

### Produktbeschreibung

Multiparameter Patientenmonitor -12" TFT LCD mit optionalem TOUCH unterstützt 8 Linien Wellen (bis zu 10 Wellen total) -Benutzerfreundliche und konfigurierbare Benutzeroberfläche -Sprachgesteuertes Alarmsystem -23 Arrhythmiearten und S-Segment-Analyse, Herzschrittmarker Erkennung, Defibrillatorsynchronisation und Schutz, Anti-LEEP -Bis zu 480H grafische und tabellarische Trendspeicherung, 700 Stück NIBP -Rekord, 2H EKG-Wellenform-Rückblick -Einfache Online-Aktualisierung über USB für alle Parameter -Option Dual Rechargeable Akkus für 10 Stunden Dauerbetrieb -Flexible Wandmontage / Trolley / Aufhängelösung -Schwesternruf, andere Bettenansicht und bidirektionale Kommunikation mit zentralem Überwachungssystem -Mehrsprachige Menü-Oberflächenumschaltung -Haupteinheit: -EKG/BZW/SPO2/TEMP/NIBP/HRF -Wichtige Optionen: -Touch / 12-Kanal EKG -Masimo SPO2 -CO2 (Ressourcenschonende CO2-Abgabe / Phase-in, (chinesische Marke) -CO / IBP (Uta, Abort, Edward) -AG (Anästhesiegas, Phase-in) -Eingebauter Drucker / Eingebauter Wifi -Wandhalterung / Trolley / Aufhänger -Zentrales Überwachungssystem

### Technische Daten

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| Displaygröße (in cm / Zoll) | k.A. | EKG             | k.A. |
| etCO2                       | k.A. | Fernüberwachung | k.A. |
| IBP                         | k.A. | NIBP            | k.A. |
| Respiration                 | k.A. | Schwesternruf   | k.A. |
| SpO2                        | k.A. | Temperatur      | k.A. |
| Touchscreen                 | k.A. |                 |      |