



Biocare PM-900

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_PM-900

Produktbeschreibung

Multiparameter Patientenmonitor -12,1" TFT LCD TFT LCD, kostengünstiges Modell -Anzeige von bis zu 8 Kurvenformen -Benutzerfreundliche und konfigurierbare Benutzeroberfläche -Sprachgesteuertes Alarmsystem -20 Arrhythmiearten und S-T-Segmentanalyse, Herzschrittmacher Aufdeckung -Bis zu 480H grafische und tabellarische Trendspeicherung, 700 Stück NIBP Aufzeichnung, 2H EKG-Wellenform-Rückblick -On-line Aktualisierung -Flexible Montage und Trolley-Lösung -Schwesternruf und bidirektionale Kommunikation mit der Zentrale -Überwachungssystem - Mehrsprachige Menü-Oberflächenumschaltung -Haupteinheit; -EKG / BZW. / SPO2 / TEMP / TEMPERATUR / -NIBP / HR -

Optional erhältlich:

- IBP
- CO2
- Eingebauter Drucker
- Wandhalterung
- Trolley
- Zentrales Überwachungssystem

Technische Daten

Displaygröße (in cm / Zoll)	k.A.	EKG	k.A.
Touchscreen	k.A.		

kompatible Produkte

- ▶ **Biocare Trolley für Biocare PM-900 (Art.Nr. BC_90530000-01)**
Gerätewagen für PM900 Patientenmonitor