



Biocare FM-801

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_FM-801

Produktbeschreibung

Fetaler Mointor -Elegante, einklappbarer 5,7 "LCD-Monitor, Digital- und Wellenform-Anzeige mit 5,7" Display von FHR und TOCO. -Überhitzungsalarm bei Papier- und Druckkopfüberhitzung -1-3-Kristall-Montage-Wandler für hohe Genauigkeit FHR Messung. -Hochwertiger Drucksensor, für exzellentes TOCO-Ergebnis. -Automatische fetale Bewegungserkennung -Anzeige der Signalintensität für optimale Abtasterposition -Markierung - 8 Ereignisse -Wiederaufladbarer Akku -Datenbankanalyse zentrales Überwachungssystem und Krankenhaus -Informationsmanagement durch TCP/IP Netzwerkverbindung -Eingebauter Thermodrucker mit 112x100 Fächerfaltpapier -50 Patientendatenspeicher -Haupteinheit -FHR-, TOCO-Wandler -Event-Marker-Handstück -Optional -Zwillinge FHR -Fetaler Stimulant -Wandhalterung -Zentrales Überwachungssystem