



Biocare FM-200

Hersteller: Biocare

Art.Nr.: BC_FM-200

Produktbeschreibung

Pocket Fetale Doppler Tragbar und praktisch für die Schwangerschaft Anzeige der Signalintensität für optimale Abtastposition Physiologische und Systemalarmfunktion Lautstärke einstellarm, optional für Kopfhörer Gürtelklemme zum bequemen Mitnehmen 3 Arbeitsmodi erfüllen unterschiedliche Anforderungen Automatische Abschaltfunktion Hauptgerät mit 2 MHz Sonde AA-Batterie Optional 3 MHz Sonde Kopfhörer Li-on Akku Transportkoffer