



custo med custo cardio 300

Hersteller: custo med

Produktbeschreibung

Vielseitig und mobil - custo cardio 300

custo cardio 300 ist das brandneue 12-Kanal-Ruhe-/Belastungs-EKG Gerät, welches sich vielseitig und mobil einsetzen lässt. custo cardio 300 ermöglicht einen einfachen und intuitiven Arbeitsablauf. Die integrierten LEDs geben Auskunft über die Signalqualität des EKGs – individuell für jeden Kanal. Die EKG-Aufzeichnung kann mit einem Klick direkt am Gerät gestartet werden und ein integrierter Countdown für ein 10-Sekunden-EKG ist mittels LED sichtbar. Eine verbesserte Schrittmachererkennung, die neuen custo true wave® Filter, eine Abtastrate bis zu 32 kHz und die modulare Bedienbarkeit (verschiedene Kabel, BT, USB, etc.) machen das neue custo cardio 300 zum "must-have" in jedem Praxis-/Klinikbetrieb.

- Abtastrate bis zu 32 kHz für eine höhere Auflösung und verbesserte Schrittmachererkennung
- Wechselbares Patientenkabel (Bananenstecker, Elektroden-Clips, Anschluss an eine Sauganlage)
- Online-EKG-Qualitätskontrolle mit Anzeige direkt am Gerät
- Start-/Stop-Taste für EKG-Aufzeichnung direkt am Gerät
- Akkulaufzeit ca. 10 h
- Countdown-Anzeige für 10-Sekunden-EKG direkt am Gerät
- Mobiler Einsatz an allen PCs (USB, BT/WLAN)
- Aufzeichnung, Darstellung, Analyse und Befundung eines 12-Kanal-EKGs an jedem PC im Netzwerk
- Online-Analyse und Darstellung von herzfrequenzbezogenen und ventrikulären Ereignissen während der Aufzeichnung
- Schrittmacher-Erkennung
- custo true wave® Filter
- Einfache und kostengünstige Erweiterung zur Spiro-Ergometrie

Technische Daten

Abmessung (BxHxT)	k.A.	Abtastfrequenz	32 kHz
Akkubetrieb	○	Anzahl Kanäle	12 Kanäle
Ausdruckformat	k.A.	Bauform	PC-EKG
DICOM	○	Display	EKG Kurven
Display Größe	k.A.	EKG-Typ	Belastungsek
Ergometriesteuerung	○	GDT-Schnittstelle	●
Gewicht	k.A.	interner Speicher	k.A.

Interpretation	<input type="radio"/>	netzwerkfähig	<input checked="" type="radio"/>
PDF-Export	<input checked="" type="radio"/>	Schrittmacher-Erkennung	<input checked="" type="radio"/>
Touch Display	<input type="radio"/>	Vermessung	<input checked="" type="radio"/>
Wifi	<input checked="" type="radio"/>		

kompatible Produkte

- ▶ **custo med ec5000 smart (Art.Nr. cu_17020)**
- ▶ **ergoline ergoselect 1**