



custo med custo screen 300

Hersteller: custo med

Art.Nr.: CU_58300

Produktbeschreibung

Kleiner und leichter Langzeitblutdruck Rekorder

Technische Daten

Druckbereich diastolisch	40 - 155 mmHg	Druckbereich systolisch	70 - 270 mmHg
Gewicht (Batterien)	ca 160 g (ohne)	Manschettendruck	max. 300mmHg
Messintervall bar	frei programmier-	Maße (B x H x T)	66mm x 100mm x 26mm
Speicher	max 500 Messun-	Messverfahren	Oszillometrisch
gen		Pulsbereich	35 - 220 bpm
		Stromversorgung	3 AA Batterien / Akkus