



custo med custo screen pediatric

Hersteller: custo med

Art.Nr.: CU_58500

Produktbeschreibung

Technische Daten

Druckbereich diastolisch	30 - 110 mmHg	Druckbereich systolisch	50 - 160 mmHg
Gewicht (Batterien)	ca 160 g (ohne)	Manschettendruck	max. 200mmHg
Messintervall bar	frei programmier-	Maße (B x H x T)	66mm x 100mm x 26mm
Speicher gen	max 500 Messun-	Messverfahren	Oszillometrisch
		Pulsbereich	35 - 220 bpm
		Stromversorgung	3 AA Batterien / Akkus