



ComPlus IT DOTsnap

Hersteller: ComPlus IT

Art.Nr.: SP_DOTsnap

Produktbeschreibung

DOTsnap ist eine Dokumentenmanagement-Software optional mit verschlüsseltem, zentralem Archiv.

Sie dient zur Anbindung von bildgebenden Systemen über DICOM, GDT und/oder Videograbber.

Kompatibel zu allen Arztprogrammen und allen Sonogeräten mit DICOM oder Videoausgang.

kompatible Produkte

- ▶ **Mindray DP-10 (1 Sondenanschluss) (Art.Nr. MI_DP10(1))**
Preisgünstiges und kompaktes B/W Ultraschallgerät für den Einsteiger
- ▶ **Mindray DP-30 (Art.Nr. DP-30)**
tragbares S/W Ultraschalldiagnosesystem