

custo med ec5000 smart

Hersteller: custo med

Art.Nr.: cu_17020



Produktbeschreibung

Standardergometer für [custo med](#)

- stufenlose mechanische Sitzhöhenverstellung für Körpergröße 120 cm bis 210 cm
- Patientengewicht 160 kg mit mechanischer Sitzhöhenverstellung, 200kg mit elektrischer oder Gasdruck Verstellung
- stufenlose Verstellung der Lenkerneigung (360°)
- Stromversorgung 100 - 240 V / 50-60 Hz / 50 VA max

Belastungseinheit

- computergesteuerte Wirbelstrombremse mit Drehmomentmessung
- sehr leiser 2 stufiger Riemenantrieb über Spezial-Zahnriemen
- drehzahlunabhängige Belastung von 6 - 999 Watt
- Belastungs-Genauigkeit gemäß DIN VDE 0750-238
- Drehzahlbereich 30 - 130 U/min

Bedienteil/Anzeige

- LCD-Display zur Anzeige aller wichtigen Parameter (Last, Drehzahl, Zeit, Blutdruck, HF)
- LED-Anzeige für Drehzahl des Probanden

Schnittstellen

- digital: RS-232, USB

Sonstiges

- Größe: 106 x 54 x 125 cm (LxBxH)
- Gewicht: ca.66 kg

Technische Daten

automatische Blutdruckmessung	<input type="radio"/>	Bauform	k.A.
Drehzahlbereich	30 - 130 U/min	elektrische Sitzhöhenverstellung	<input type="radio"/>
Leistungsbereich	120	max. Patientengewicht	160 kg / 200 kg
Schnittstellen	RS-232, USB		

kompatible Produkte

- ▶ **custo med custo cardio 300**
12-Kanal PC-EKG
- ▶ **custo med custo cardio 400**
Ruhe- / Belastungsekg mit integrierter Sauganlage