

ergoline ergoselect 1

Hersteller: ergoline



Produktbeschreibung

Technische Daten

automatische Blutdruckmessung	—	Bauform	Fahrradergometer
Drehzahlbereich	30 - 130 U/min	elektrische Sitzhöhenverstellung	—
Leistungsbereich	6 - 450 Watt	max. Patientengewicht	160 kg
Schnittstellen	RS-232, USB		

kompatible Produkte

- ▶ **custo med custo cardio 300**
12-Kanal PC-EKG
- ▶ **custo med custo cardio 400**
Ruhe- / Belastungsekg mit integrierter Sauganlage