

## Mindray DC-N3 Pro

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI\_DCN3Pro

### Produktbeschreibung

DC-N3 PRO Grundgerät mit 15" LED Monitor

Pulse Wave Doppler (beinhaltet High Pulsed Repetition Frequency)

Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging

PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging)

iClear™ (Speckle Suppression Imaging)

iBeam™ (Spatial Compounding Imaging)

ExFOV

iTouch™ (Auto Image Optimization)

1TB Hard Disk & iStation™ Patient Information Management

DVD-RW and USB Ports

Standard 3 Sondenanschlüsse

iScanHelper (Tutorial function)

DICOM Basic

DIOCM Worklist

AUTO IMT Intima Media Messung

### Technische Daten

3D Darstellung	○	A-Modus	—
Akkubetrieb	—	Anzahl aktiver Sondenports	3
Anzahl USB Ports	3	Auto Nackenfaltenmessung	○

Automatische Kurvenvermessung	●	Automatische Livedarstellung	—
Autooptimierung	●	Bluetooth	○
Color Flow Modus	●	Compound Modus	●
CW Doppler	○	DIOCM mit Worklist	●
Duplexmodus	●	DVD-Laufwerk	●
Echtzeit 4D Darstellung	○	EKG-Aufzeichnung	○
Elastographie	○	Erweiterter Rauschfilter	—
Farbgerät	●	Festplatte	●
FullScreen Bilddarstellung	●	Gewebespezifischer Filter	●
Harmonic Imaging	●	Kalk. Geburtshilfe OB	●
Kalk. Gyn	●	Kalk. Renal	●
Kalk. Uro	●	Kalkulationsprogramm Cardio	●
Kalkulationsprogramm Vaskular	●	Konsolengerät	●
Monitorgröße	15"	Netzwerkspeicherung	●
Panoramaview	—	Parameter nach Freeze verstellbar	—
Patientendatenbank	●	PDI	●
PW Doppler	●	Rauschfilter	●
Touchscreen	—	Tragbar	—
Trapezoidmodus	●	Triplex Modus	—
TVI	○	Videoprinterslot	●
Videoschnittstellen	k.A.	Wlan	○
Zoomfunktion	●		

## kompatible Produkte

- ▶ **Mindray 2P2P Phased Array Sonde (Art.Nr. MI\_2P2P)**  
2P2P Phased Array Sonde
- ▶ **Mindray 3C5A Konkavsonde (Art.Nr. MI\_3C5A)**  
Konkavsonde zu DC-3 und DC-N3 Frequenzvariabel
- ▶ **Mindray 7L4A Linearsonde (Art.Nr. 7L4A)**  
Linearsonde für DC-N3
- ▶ **Mindray CB10-4P biplane rektale Sonde (Art.Nr. MI\_CB10-4P)**  
biplane rektale Sonde für Z6 / DC-N3 Pro
- ▶ **Mindray V10-4 (Art.Nr. MI\_PR1P-30-91161)**  
Vaginalsonde für DC-N3Pro
- ▶ **Mindray Auto IMT (Art.Nr. MI\_110-002013-00)**  
Automatischen Intima Media Dickenmessung DC-N3 Pro
- ▶ **Mindray DICOM Basic (Art.Nr. MI\_110-002004-00)**  
DICOM Basic DC\_N3Pro
- ▶ **Mindray DICOM Worklist DC-N3 Pro (Art.Nr. MI\_110-002005-00)**  
DICOM Worklist (setzt DICOM Basic voraus) für DC-N3 Pro
- ▶ **Mindray Fußschalter mit einer Taste, wasserdicht (USB) (Art.Nr. MI\_115-016024-00)**  
Fußschalter für DC-N3 Pro mit einer Taste