

## Mindray DP-50 EXP

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI\_1151B-PA00021

### Produktbeschreibung

Hochauflösender 15" LCD Monitor

2 Sonden Anschlüsse

500GB Festplatte & iStation™ Patienten Information Management

iBeam™ (Spatial Compounding Imaging)

iClear™ (Speckle Suppression Imaging)

iTouch™ (Auto Image Optimization)

PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging)

Trapezoidal Imaging/ExFOV

Imaging modes: B/2B/4B/M/B+M

8 TGC-Regler

Programmierbare Anwender-Presets - Ein-Knopf-Speicherung von Bildern

und Cine-Loops auf Harddisk oder USB

USB-, VGA- und S-Video-Anschluss für optimale Konnektivität

Vermessungs- und Kalkulationssoftware

Schnellstart aus Standby 5,8 Sekunden

Geeignet für alle Fachrichtungen

Optional PW-Doppler

## kompatible Produkte

- ▶ **Mindray 35C20EA Elektronischer Mikrokonvex-Array-Schallkopf (Art.Nr. MI\_35C20EA)**  
Microkonvexsonde für 2,0/3,5/6,0 MHz, Abdominal, OB/Gyn, Vet,
- ▶ **Mindray 35C50EA Elektronischer Konvex-Array Schallkopf (Art.Nr. MI\_35C50EA)**  
Abdomenschallkopf 2.5/3.5/5.0 MHz für DP-6600, DP-6900, DP-8500, DP-50, DP-5, Abdominal, OB/Gyn
- ▶ **Mindray 65C15EA Elektronischer Mikrokonvex-Array-Schallkopf (Art.Nr. MI\_65C15EA)**  
Elektronischer Mikrokonvex-Array-Schallkopf, 5,0/6,5/8,0 MHz, Abdomen, Kleinkinder
- ▶ **Mindray 65EB10EA elektr. biplanare Sonde (Art.Nr. MI\_65EB10EA)**  
Schallsonde biplanar für die Rektaluntersuchung, 5,0 - 8,5 MHz. Leider noch kein Bild verfügbar.
- ▶ **Mindray 65EC10EA Endokavitär-Schallkopf (Art.Nr. MI\_65EC10EA)**  
Elektronischer Endokavität-Schallkopf (5,0/6,5/8,0 MHz), Transvaginal, Transrectal
- ▶ **Mindray 65EL60EA Elektronischer Rektal-Linear-Array-Schallkopf (Art.Nr. MI\_65EL60EA)**  
Elektronischer Rektal-Linear-Array-Schallkopf, 5,0 6,5 7,5 8,5 MHz
- ▶ **Mindray 75L38EA Elektronischer Linear-Array-Schallkopf (Art.Nr. 75L38EA)**  
Linearsonde 38mm, 5,0 7,5 10,0 MHz, Vascular, Small Parts, MSK
- ▶ **Mindray 75L53EA Elektronischer Linear-Array-Schallkopf (Art.Nr. MI\_75L53EA)**  
Linearsonde für die Geräte DP-50 und DP-5, 5,0/7,5/10,0 MHz, Vascular, Small Parts, MSK
- ▶ **Mindray DICOM Basic DP-50 (Art.Nr. MI\_110-001217-00)**  
DICOM Basic DP-50
- ▶ **Mindray DICOM Worklist DP-50 (Art.Nr. MI\_110-001218-00)**  
DICOM Worklist DP-50
- ▶ **Mindray iPower Akku für DP-50/50PT/Z6 (Art.Nr. MI\_M05-10005-09)**  
iPower Akku für DP-50/50PT/Z6
- ▶ **Mindray Rucksacktasche für DP-50 / Z6 (Art.Nr. MI\_048-001497-00)**  
Rucksacktasche für DP-50 / Z6