



## SonoStar UProbe CL5

Hersteller: SonoStar

### Produktbeschreibung

WIFI Sonde mit Convex- und Linearsonde. Induktiv ladebar.

### Technische Daten

3D Darstellung	—	A-Modus	k.A.
Akkubetrieb	●	Anzahl aktiver Sondenports	k.A.
Anzahl USB Ports	k.A.	Auto Nackenfaltenmessung	—
Automatische Kurvenvermessung	k.A.	Automatische Livedarstellung	k.A.
Autooptimierung	k.A.	Bauform	Handheld
Bluetooth	—	Color Flow Modus	●
Compound Modus	k.A.	CW Doppler	—
DIOCM mit Worklist	—	Duplexmodus	k.A.
DVD-Laufwerk	k.A.	Echtzeit 4D Darstellung	—
EKG-Aufzeichnung	—	Elastographie	—
Erweiterter Rauschfilter	k.A.	Farbgerät	●
Festplatte	k.A.	FullScreen Bilddarstellung	k.A.
Gewebespezifischer Filter	k.A.	Harmonic Imaging	●
Kalk. Geburtshilfe OB	—	Kalk. Gyn	—
Kalk. Renal	—	Kalk. Uro	—
Kalkulationsprogramm Cardio	k.A.	Kalkulationsprogramm Vaskular	k.A.
Konsolengerät	—	Monitorgröße	k.A.
Netzwerkspeicherung	k.A.	Panoramaview	—
Parameter nach Freeze verstellbar	—	Patientendatenbank	●
PDI	●	PW Doppler	●
Rauschfilter	k.A.	Touchscreen	k.A.
Tragbar	●	Trapezoidmodus	—
Triplex Modus	k.A.	TVI	—
Videoprinterslot	k.A.	Videoschnittstellen	k.A.
Wlan	●	Zoomfunktion	k.A.