



VINNO A2-5C

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI_V20040

Produktbeschreibung

Anwendung: Abdomen, OB/Gyn, Urologie, Pädiatrie

Technische Daten

Typ	Konvexsonde	Minimale Frequenz (Mhz)	2 Mhz
Maximale Frequenz (Mhz)	5 Mhz	Sondenradius (mm)	60 mm
Sondenbreite (mm)	57 mm		

kompatible Produkte

- ▶ **VINNO Vinno A5 (Art.Nr. VI_V10220)**
Portables Ultraschallsystem