



VINNO Toona-CART für VINNO A5

Hersteller: VINNO
Art.Nr.: VI_V10226

Produktbeschreibung

Dieser Wagen ist ein optionales Zubehör für die Produkte der VINNO A-Serie wie VINNO A5.

Abmessung des Wagens

Höhe: 820-1100mm

Breite: 500mm

Tiefe: 560 mm

Nettogewicht

18kg

Konfiguration des Wagens

- Basis des Wagens
- 6 Sondenhalterungen
- 1 Stück S/W-Grafikdruckerhalterung
- 1 Stück Papierkorb
- Auf/Ab-Mechanismus (manuel)

kompatible Produkte

- ▶ **VINNO Vinno A5 (Art.Nr. VI_V10220)**
Portables Ultraschallsystem