



## VINNO A1-4P

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI\_V20042

### Produktbeschreibung

Phased Array Sonde A1-4P für Vinno A5

Anwendung: Cardio, Abdomen

Pulswellen-Doppler, Dauerwellen-Doppler, Farb-Doppler, Power-Doppler, Oberschwingung

Multi-Bildfrequenz-Einstellung in den Modi 2D, Harmonic, Color Doppler und Wave Doppler

### Technische Daten

|                   |              |                         |       |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------|
| Typ Sonde         | Phased-Array | Minimale Frequenz (Mhz) | 1 Mhz |
| Sondenradius (mm) | k.A.         | Maximale Frequenz (Mhz) | 4 Mhz |
|                   |              | Sondenbreite (mm)       | 17 mm |

### kompatible Produkte

- ▶ **VINNO Vinno A5 (Art.Nr. VI\_V10220)**  
Portables Ultraschallsystem