



VINNO A4-9E

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI_V20043

Produktbeschreibung

Endokavitärsonde A4-9E für Vinno A5

Anwendung: OB/Gyn, Urologie

Pulswellen-Doppler, Color Doppler, Power Doppler, harmonisch

Multi-Bildfrequenz-Einstellung in 2D, Harmonic, Color Doppler, Wave Doppler

Wiederverwendbarer Biopsie-Leitfaden verfügbar

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------------|-------|
| Typ | Endokavitärsonde | Minimale Frequenz (Mhz) | 3 Mhz |
| Maximale Frequenz (Mhz) | 11 Mhz | Sondenradius (mm) | 10 mm |
| Sondenbreite (mm) | k.A. | | |

kompatible Produkte

- ▶ **VINNO G86 (Art.Nr. VI_G86-GO-5P23.8)**
High-End Color-Doppler System
- ▶ **VINNO Vinno A5 (Art.Nr. VI_V10220)**
Portables Ultraschallsystem