



## VINNO A3-6D

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI\_V20044

### Produktbeschreibung

Konvexsonde A3-6D für Vinno A5

Anwendung: Abdomen, OB/Gyn, Urologie

Pulswellen-Doppler, Farb-Doppler, Power Doppler, harmonisch, 3D/4D-Graustufen, 3D Farbmodi

Multi-Bildfrequenz-Einstellung in den Modi 2D, Harmonic, Color Doppler, Wave Doppler

### Technische Daten

Typ	Konvexsonde	Minimale Frequenz (Mhz)	2 Mhz
Maximale Frequenz (Mhz)	6 Mhz	Sondenradius (mm)	40 mm
Sondenbreite (mm)	k.A.		