

Mindray 65C15EA Elektronischer Mikrokonvex-Array- Schallkopf

Hersteller: Mindray
Art.Nr.: MI_65C15EA

Produktbeschreibung

Elektronischer Mikrokonvex-Array-Schallkopf, 5,0/6,5/8,0 MHz, Abdomen, Kleinkinder

Technische Daten

Typ	Microkonvex Son-	Minimale Frequenz (Mhz)	5 Mhz
de		Maximale Frequenz (Mhz)	8 Mhz
Sondenradius (mm)	15 mm	Sondenbreite (mm)	k.A.

kompatible Produkte

- ▶ **Mindray DP-10 (1 Sondenanschluss) (Art.Nr. MI_DP10(1))**
Preisgünstiges und kompaktes B/W Ultraschallgerät für den Einsteiger
- ▶ **Mindray DP-10 (2 Sondenanschlüsse) (Art.Nr. MI_DP10(2))**
- ▶ **Mindray DP-30 (Art.Nr. DP-30)**
tragbares S/W Ultraschalldiagnosesystem
- ▶ **Mindray DP-5 (Art.Nr. MI_9950B-PA00012)**
Konsolengerät mit 15" Monitor und 3 Sondenanschlüssen
- ▶ **Mindray DP-50 EXP (Art.Nr. MI_1151B-PA00021)**
Tragbares Ultraschallsystem mit 2 Sondenanschlüsse
- ▶ **Mindray Mindray Z50 (Art.Nr. MI_Z50)**
Z50 Farb-Ultraschallsystem