

Mindray ePM 12M

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI_9203B-XA00001



Produktbeschreibung

ePM 12M: 12.1" Touchscreen, Mindray 3/5-Kanal EKG + ARR + ST, Mindray SpO2, EWS + 24h EKG Bericht + GCS, 2x USB Ports, 2G Datenspeicher, Li-ion Akku (11.1V, 2600mAh)

Der Mindray ePM 12M ist mit folgenden Ausstattungen erhältlich.

Preis auf Anfrage.

MI_9203B-XA00004

ePM 12M: 12.1" Touchscreen, Mindray 3/5-Kanal EKG + ARR + ST, Mindray SpO2, EWS + 24h EKG Bericht + GCS, 2x USB Ports, 2G Datenspeicher, Li-ion Akku (11.1V, 2600mAh), 5G/2.4G Wi-Fi, Analog/DP9/VGA/Defib/Sr.-Ruf Anschluss

MI_9203B-XA00009

ePM 12M: 12.1" Touchscreen, Mindray 3/5-Kanal EKG + ARR + ST, Mindray SpO2, EWS + 24h EKG Bericht + GCS, 2x IBP + C.O. Modul, 2x USB Ports, 2G Datenspeicher, Li-ion Akku (11.1V, 2600mAh), Analog/DP9/VGA/Defib/Sr.-Ruf Anschluss

MI_9203B-XA00014

ePM 12M: 12.1" Touchscreen, Mindray 3/5/12-Kanal EKG + ARR + ST + Glasgow Analyse, Mindray SpO2, EWS + 24h EKG Bericht + GCS, 2x USB Ports, 2G Datenspeicher, Li-ion Akku (11.1V, 2600mAh), Analog/DP9/VGA/Defib/Sr.-Ruf Anschluss

MI_9203B-XA00007

ePM 12M: 12.1" Touchscreen, Mindray 3/5-Kanal EKG + ARR + ST, Nellcor SpO2, EWS + 24h EKG Bericht + GCS, 2x IBP + C.O. Modul, 2x USB Ports, 2G Datenspeicher, Li-ion Akku (11.1V, 2600mAh), Analog/DP9/VGA/Defib/Sr.-Ruf Anschluss

kompatible Produkte

- ▶ **Mindray Blutdruckmanschette + Schlauch Erwachsene (Art.Nr. MI_0651-30-77024)**
Blutdruckmanschette + Schlauch, Erwachsene (24-35 cm)
- ▶ **Mindray Befestigungshaken (Art.Nr. MI_8000-30-90169)**
Mindray Haken zur Befestigung
- ▶ **Mindray Befestigungsklemme (Art.Nr. MI_8000-30-90170)**
Mindray Klemme zur Befestigung
- ▶ **Mindray ePM Bedienungs- und Kurzanleitung (Art.Nr. MI_115-061092-00)**
Mindray ePM Bedienungs- und Kurzanleitung
- ▶ **Mindray ePM Stromkabel (Art.Nr. MI_DA8K-10-14454)**
Mindray ePM Stromkabel
- ▶ **Mindray Li-Ion Akku (11.1V, 2600mAh) (Art.Nr. MI_115-018014-00)**
Mindray Li-Ion Akku (11.1V, 2600mAh)
- ▶ **Mindray Schnellarretierung für CIM Haltearme (Art.Nr. MI_115-011842-00)**
Mindray Schnellarretierung für CIM Haltearme (CIM/Mindray Adapter Lösung)
- ▶ **Mindray Schnellarretierung für Montageplatte (Art.Nr. MI_045-000954-00)**
Mindray Schnellarretierung zum Einschieben in die 5" Montageplatte
- ▶ **Mindray Elektroden+Kabel+Leitungen: Erw., 3-adrig, Snap, IEC (Art.Nr. MI_115-003621-00)**
Elektroden+Kabel+Leitungen: Erw., 3-adrig, Snap, IEC
- ▶ **Mindray Elektroden+Kabel+Leitungen: Erw., 5-adrig, Clip, IEC (Art.Nr. MI_115-003619-00)**
Elektroden+Kabel+Leitungen: Erw., 5-adrig, Clip, IEC
- ▶ **Mindray Kabel + 512F Erw. Fingersensor (Art.Nr. MI_0651-30-77014)**
Mindray Erwachsenen Spo2 Zubehör Kit (9006 Spo2)