

## Mindray SC6-1E

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI\_SC6-1E

### Produktbeschreibung

### Technische Daten

|                         |             |                         |         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|---------|
| Typ                     | Konvexsonde | Minimale Frequenz (Mhz) | 1.2 Mhz |
| Maximale Frequenz (Mhz) | 5.7 Mhz     | Sondenradius (mm)       | 62 mm   |
| Sondenbreite (mm)       | k.A.        |                         |         |

### kompatible Produkte

- ▶ **Mindray DC-80A (Art.Nr. MI\_DC-80A)**  
Farbulttraschallsystem der High-End Klasse