

## Mindray Mindray Z50

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI\_Z50

### Produktbeschreibung

15-inch LCD Monitor Two Transducer Connectors Pulse Wave Doppler (includes High Pulsed Repetition Frequency) B/2B/4B/M/B+M Color/Power/Directional Power Doppler Flow Imaging iBeam™ (Spatial Compounding Imaging) iClear™ (Speckle Suppression Imaging) iTouch™ (Auto Image Optimization) PSH™ (Phase Shift Harmonic Imaging) Trapezoid Imaging/ExFOV 8-segment TGC 500GB Hard Disk & iStation™ Patient Information Management Med-Sight™ (Support IOS/Android devices) Smart Installment Reminder Shared Service (includes Obstetrics, Pediatrics, Gynecology, Abdomen, Urology, Small Parts, Vascular, Cardiology, Nerve and Emergency Medicine packages)

### Technische Daten

3D Darstellung	—	A-Modus	—
Akkubetrieb	○	Anzahl aktiver Sondenports	2
Anzahl USB Ports	2	Auto Nackenfaltenmessung	—
Automatische Kurvenvermessung	—	Automatische Livedarstellung	●
Autooptimierung	●	Bauform	Mobilgerät
Bluetooth	—	Color Flow Modus	●
Compound Modus	●	CW Doppler	—
DIOCM mit Worklist	○	Duplexmodus	●
DVD-Laufwerk	—	Echtzeit 4D Darstellung	—
EKG-Aufzeichnung	—	Elastographie	—
Erweiterter Rauschfilter	●	Farbgerät	k.A.
Festplatte	●	FullScreen Bilddarstellung	●
Gewebespezifischer Filter	●	Harmonic Imaging	●
Kalk. Geburtshilfe OB	●	Kalk. Gyn	●
Kalk. Renal	●	Kalk. Uro	●
Kalkulationsprogramm Cardio	—	Kalkulationsprogramm Vaskular	●
Konsolengerät	—	Monitorgröße	15.4"
Netzwerkspeicherung	●	Panoramaview	○
Parameter nach Freeze verstellbar	—	Patientendatenbank	●
PDI	●	PW Doppler	●
Rauschfilter	●	Touchscreen	—
Tragbar	●	Trapezoidmodus	●
Triplex Modus	—	TVI	—
Videoprinterslot	—	Videoschnittstellen	S-VHS, Composite
Wlan	○	Zoomfunktion	●

## kompatible Produkte

- ▶ **Mindray 35C20EA Elektronischer Mikrokonvex-Array-Schallkopf (Art.Nr. MI\_35C20EA)**  
Microkonvexsonde für 2,0/3,5/6,0 MHz, Abdominal, OB/Gyn, Vet,
- ▶ **Mindray 35C50EA Elektronischer Konvex-Array Schallkopf (Art.Nr. MI\_35C50EA)**  
Abdomenschallkopf 2.5/3.5/5.0 MHz für DP-6600, DP-6900, DP-8500, DP-50, DP-5, Abdominal, OB/Gyn
- ▶ **Mindray 65C15EA Elektronischer Mikrokonvex-Array-Schallkopf (Art.Nr. MI\_65C15EA)**  
Elektronischer Mikrokonvex-Array-Schallkopf, 5,0/6,5/8,0 MHz, Abdomen, Kleinkinder
- ▶ **Mindray 65EC10EA Endokavitär-Schallkopf (Art.Nr. MI\_65EC10EA)**  
Elektronischer Endokavität-Schallkopf (5,0/6,5/8,0 MHz), Transvaginal, Transrectal
- ▶ **Mindray 75L38EA Elektronischer Linear-Array-Schallkopf (Art.Nr. 75L38EA)**  
Linearsonde 38mm, 5,0 7,5 10,0 MHz, Vascular, Small Parts, MSK
- ▶ **Mindray 75L53EA Elektronischer Linear-Array-Schallkopf (Art.Nr. MI\_75L53EA)**  
Linearsonde für die Geräte DP-50 und DP-5, 5,0/7,5/10,0 MHz, Vascular, Small Parts, MSK