



## VINNO G3-9M

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI\_G3-9M

### Produktbeschreibung

Anwendung: Abdomen, Gynäkologie, Urologie (VET)

Konvexer Radius: 15mm

Zentrumsfrequenz; 7,0 MHz

B-Mode Frequenzbereich; 3-11 MHz

Physikalischer Fußabdruck: 34,2mm x 28,7mm

### Technische Daten

Typ	Microkonvex Son-	Minimale Frequenz (Mhz)	3 Mhz
de		Maximale Frequenz (Mhz)	11 Mhz
Sondenradius (mm)	15 mm	Sondenbreite (mm)	34 mm

### kompatible Produkte

- ▶ **VINNO S300**  
Spitzen-Ultraschallsystem für allgemeine Zwecke mit künstlicher Intelligenz