



## Chison L7S-A Linearsonde 5.3 - 11 MHz

Hersteller: Chison  
Art.Nr.: CH\_L7S-A

### Produktbeschreibung

Linearsonde Frequenz 5.3 - 11 MHz

### Technische Daten

Typ	Linearsonde	Minimale Frequenz (Mhz)	5.3 Mhz
Maximale Frequenz (Mhz)	11 Mhz	Sondenradius (mm)	0 mm
Sondenbreite (mm)	38 mm		

### kompatible Produkte

- ▶ **Chison ECO 1 B&W Ultraschall (Art.Nr. CH-ECO1)**  
Tragbares Ultraschallgerät mit einem Sondenanschluss
- ▶ **Chison ECO3 Expert (Art.Nr. CH-ECO3EXP)**  
Chison ECO3 EXPERT high-definition B&W Ultraschallsysteme mit Powerdoppler