

Mindray 3C5A Konvexsonde

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: MI_3C5A

Produktbeschreibung

Technische Daten

Typ	Konvexsonde	Minimale Frequenz (Mhz)	2 Mhz
Maximale Frequenz (Mhz)	6 Mhz	Sondenradius (mm)	50 mm
Sondenbreite (mm)	k.A.		

kompatible Produkte

- ▶ **Mindray DC-N3 Pro (Art.Nr. MI_DCN3Pro)**
Farbdoppler-Ultraschallsystem mit 3 Sondenanschlüssen