

Mindray 7L4A Linearsonde

Hersteller: Mindray

Art.Nr.: 7L4A

Produktbeschreibung

Technische Daten

Typ	Linearsonde	Minimale Frequenz (Mhz)	5 Mhz
Maximale Frequenz (Mhz)	10 Mhz	Sondenradius (mm)	k.A.
Sondenbreite (mm)	38 mm		

kompatible Produkte

- ▶ **Mindray DC-N3 Pro (Art.Nr. MI_DCN3Pro)**
Farbdoppler-Ultraschallsystem mit 3 Sondenanschlüssen