



VINNO CART-L

Hersteller: VINNO

Art.Nr.: VI_V30207

Produktbeschreibung

Dieser Wagen ist ein optionales Zubehör für die tragbaren Produkte der VINNO-Serie VINNO5, VINNO6, VINNO8.

Abmessung des Wagens

Höhe: 850mm

Breite: 500mm

Tiefe: 560mm

Nettogewicht

20kg

Konfiguration des Wagens

- Basis des Wagens
- 6 Sondenhalterungen
- 1 Stück S/W-Grafikdruckerhalterung
- 1 Stück Papierkorb
- Auf/Ab-Mechanismus (manuel)

Module Optional

- Zwei Sondenport

- Drei Sondenport

kompatible Produkte

- ▶ **VINNO VINNO10 (Art.Nr. V10613)**
Portables High-End- Ultraschallsystem mit LUCID-Plattform und KI-Unterstützung
- ▶ **VINNO VINNO5 (Art.Nr. VI_Vinno5)**
Das leichteste Ultraschallsystem seiner Klasse
- ▶ **VINNO VINNO6 (Art.Nr. VI_VINNO6)**
Portables Ultraschallsystem der Spitzenklasse
- ▶ **VINNO VINNO8 (Art.Nr. VI_V10020)**
High-End portables Farbdoppler-System